

Spårsäkring av urin i snö avseende DNA

- ANVÄND ALLTID MUNSKYDD OCH ENGÅNGSHANDSKAR VID SÄKRING OCH FOTOGRAFERING av snö som ska analyseras avseende DNA. Byt handskar mellan varje material/beslagspunkt.
- Använd tätslutande engångsförpackning i plast, för exempel se figur.
- Säkra gul snö och undvik om möjligt vit snö. Ca 2 dl snö är lämplig mängd.
- Säkrad snö ska förvaras fryst och fraktas till NFC i Linköping på is för att undvika att materialet tinar. Märk begäran "Urin i snö" och se till att en frystransport säkerställs.
- Vid frågor kontakta NFC 010-562 80 20 eller Biologi Frontdesk Biologi_Frontdesk.nfc@polisen.se

